



ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

ELISA Kit II

ลักษณะเฉพาะ

ความสามารถที่เหนือกว่าในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารแปรรูปอย่างรุนแรงผ่านบัพเฟอร์การสกัดที่เป็นเอกลักษณ์

- แชนนิวส์ ELISA kit
- สำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารในเชิงปริมาณ
- มีความไวสูง
- มีความจำเพาะสูง
- High robustness
- เหมาะสำหรับ:
 - วัดฤดูดิบ
 - อาหารแปรรูปอย่างรุนแรง
 - น้ำล้าง
 - ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
- สะดวก: ใช้สารสกัดหนึ่งตัวอย่างสำหรับทุกชุดการทดสอบ ELISA Kit II
- เวลาในการวิเคราะห์ สามารถปรับให้เข้ากับงานของคุณได้
- มีน้ำยาให้ทั้งหมด
- น้ำยาไม่เป็นอันตราย
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือน
- มีบริการด้านเทคนิค

ELISA Kit II	ความจำเพาะของแอนติบอดี	หน่วยในการรายงาน*	ช่วงการทดสอบ	Catalog No.
ไข่ (โอวัลบูมิน)	โอวัลบูมิน	โปรตีนไข่ทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2111
เบต้า-แลคโตโกลบูลิน	เบต้า-แลคโตโกลบูลิน	โปรตีนนมทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2112
เคซีน	เคซีน	โปรตีนนมทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2113
ข้าวสาลี/กลูเตน	ไกลอะติน	โปรตีนข้าวสาลีทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2114
บักวีท	โปรตีนบักวีทบริสุทธิ์บางส่วน	โปรตีนบักวีททั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2115
ถั่วลิสง	โปรตีนถั่วลิสงบริสุทธิ์บางส่วน	โปรตีนถั่วลิสงทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2116
ถั่วเหลือง	เบต้า-คอนโกลูมิน	โปรตีนถั่วเหลืองทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2117
Crustacean	โทรโปไมโอซิน	โปรตีน crustacean ทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2118
ชาเชลนัท	11S โกลบูลิน	โปรตีนชาเชลนัททั้งหมด	0.16 – 10 ppm	M2119
High Sensitive Peanut	Ara h2, Ara h6	โปรตีนถั่วลิสงทั้งหมด *NIST peanut butter SRM2387	0.2 – 12.8 ppm	M2120
งา	11S โกลบูลิน	โปรตีนงาทั้งหมด	0.16 – 10 ppm	M2121
นมทั้งหมด	เคซีนและเบต้า-แลคโตโกลบูลิน	โปรตีนนมทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2122
อัลมอนต์	11S โกลบูลิน	โปรตีนอัลมอนต์ทั้งหมด	0.2 – 10 ppm	M2123
วอลนัท	2S อัลบูมิน	โปรตีนวอลนัททั้งหมด	0.31 – 20 ppm	M2124

การเตรียมตัวอย่าง



ขั้นตอนการวิเคราะห์



วิดีโออธิบาย

วิดีโอที่มีอยู่ทางเว็บไซต์และช่อง YouTube ของเราได้แสดง ส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด การเตรียมตัวอย่างที่ละเอียด และวิธีการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วัสดุควบคุมคุณภาพ (ไข่ นม ข้าวสาลี)
ชุดทดสอบ Rapid Test Easy
ชุดทดสอบ Rapid Test Pro II



Morinaga BioScience, Inc.
2-1-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-Ku,
Yokohama-Shi, 230-8504, Japan



www.miobs-e.com/tha/index.html



jieb.orapin.bj@morinaga.com



TEL +66-8-9760-4849 (ไทย)

FAX +81-45-586-2517